

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO DE PUNCIÓN DE UN RESERVORIO VENOSO SUBCUTÁNEO



Simulador de entrenamiento de punción de reservorio venoso subcutáneo S-PRVS. El uso del simulador permite, la "familiarización" con este tipo particular de punción y favorece el desarrollo de las destrezas motoras que se requieren para realizar exitosamente el procedimiento.

- Las dimensiones totales del modelo S-PRVS, son de 16 x 12 x 6,5 cm, con un peso total de 300 gr.
- Para mayor comodidad, la estructura de las patas que alojan al contenedor se puede retirar.
- Al remover los tornillos de las 4 esquinas, es posible realizar el cambio de la "piel simulada", del dispositivo tipo reservorio y la higienización del simulador.
- Se incorpora un dispositivo tipo reservorio subcutáneo para su recambio.



El simulador presenta características de reutilización, por favor revise políticas de reutilización y venta.