

SIMULADOR INSTALACIÓN CATÉTER VENOSO CENTRAL



Simulador de entrenamiento, diseñado exclusivamente para desarrollar la destreza manual que se necesita para realizar una instalación de catéter venoso central eco guiado. El simulador permite la "familiarización" del procedimiento de cateterización, favoreciendo la correcta posición y función de cada mano, la precisión de sus movimientos y la observación detallada de estructuras en la pantalla del equipo de ultrasonido o ecógrafo.

Las dimensiones totales del modelo S-ICVC *Ultra, son de 22 x 13,5 x 3 cm, con un peso total de 800 gr, lo que permite transportarlo fácilmente.

Además, este simulador contiene:

- Vías internas de distinto calibre y en distinta posición.
- Sus vías se pueden conectar a la Bomba +R, para la observación de Flujo continuo.



El simulador presenta características de reutilización, por favor revise políticas de reutilización y venta.

